

Nahřívací polštářek třešňový polštářek maxiMUM

Použití: hřejivý obklad pro **úlevu od bolestí** v oblasti žaludku, menstruačních křečí a při problémech se zády. Dále ho uvítáte formou **hřejivého i chladivého obkladu** kloubů nebo končetin. Nejmladší uživatelé vlastnosti peciček ocení hlavně při bolestech břicha, které trápí nejednoho kojence. Právě teplo je jednou z přirozených možností boje s prdíky a kolikami. Současně tento polštářek doporučujeme také kojícím maminkám, které hledají pohodlnou variantu **nahřívání a chlazení prsou při kojení**.

Pecičky mají mimořádnou schopnost vstřebávat a po překvapivě dlouhou dobu vyzařovat teplo. Jejich teplota se nikdy nesníží pod teplotu vašeho těla a syplá náplň se přirozeně přizpůsobí tvarům lidského těla. **Pro nahřátí peciček na několik hodin postačí vložit nahřívací polštářek do mikrovlnky na pár minut. Použit můžete i klasickou troubu anebo je průběžně nechat nahřívát na kamnech či radiátoru.** Pecičky vynikají také svou **výraznou odolností a dlouholetou životností**.

V letních měsících se pecičky snadno promění v chladivého osvěžujícího společníka. Pokud je na několik hodin vložíte do mrazáku, získáte chladivý obklad, který najde své využití nejen v parných dnech, ale i při ošetření drobných popálenin, zvrtlých kotníků, otoků, modřin nebo boulí. Polštářky jsou pohodlným nosičem suchého chladu a na rozdíl od gelových polštářků si i v zmraženém stavu zachovávají schopnost dokonale se přizpůsobit tvarům lidského těla. Pecičky je dobré mít stále po ruce, velmi účinně poslouží jako první pomoc při řadě úrazů a zdravotních potíží, se kterými se každá rodina čas od času setká.

Jak používat

V mikrovlnné troubě ohříváte polštářek 1,5 minuty při výkonu 700W. V klasické troubě polštářek nahříváte po dobu 8 minut, nejlépe v keramické nádobě určené pro použití v troubě a přiklopte víkem. V průběhu doby ohřívání pecičky otáčejte. Dbejte na to, aby teplota nepřesáhla 150 °C. Polštářek můžete průběžně nechat také nahřívát na kachlových kamnech nebo na radiátoru.

Pro chladivý obklad vložte polštářek do mrazáku zabalený do plastického sáčku nebo tašky. Optimální doba chlazení je cca 2 hodiny.

Upozornění:

Před použitím vždy zkontrolujte teplotu polštářku, pokud je příliš horký, nechte jej chvíli vychladnout. Při ohřívání nepoužívejte žádné vnější obaly nebo povlaky na originální polštářek. Čas od času polštářek před nahříváním pokropte vodou, vyhnete se tak přesušení pecek uvnitř polštářku. Upozorňujeme, že zpočátku mohou pecičky po nahřátí působit trochu vlhce. Je to zcela přirozený jev, který po několika zahřátích zcela vymizí. Před opakovaným nahříváním se doporučuje nechat polštářek dostatečně vychladnout. Vyhneme se tak jeho přehřátí, které může zničit vnitřní náplň i obal. V případě potřeby lze polštářek prát v ruce i v pračce. Pro praní v pračce doporučujeme polštářek vložit do ochranného textilního obalu (například do povlaku na polštář), aby byly švy chráněny před poškozením. Opraný polštářek nechte přirozeně uschnout na vzduchu.

Složení: Potah 50% - 95% bavlna + 5% elastin, 50% - 100% polyester

Rozměry: 14cm x 14cm

Výplň: **třešňovými peckami**, které prošly procesem důkladného očištění a vysušení.

Výrobce: maxi BABY&MUM s. r. o., Fučíkova 244, 417 42 Krupka, infomaxibaby@gmail.com

www.maxi-mum.cz

Vyrobeno v ČR

